

iGO治療手順



医療法人社団 ITS

	口腔内スキャン	クリンチェック・治療説明	iGO治療スタート	CHECK	完了
					
診察内容	専用機器で口腔内を3Dスキャン。 おおよその治療期間、金額等のご説明。 3Dスキャンしたデータを、基に治療計画作成へ。	3Dスキャンしたデータを基に立てた治療計画(クリンチェック)をご説明いたします。 ご説明後にアライナーの発注を行います。	アライナーをSET。アタッチメント付与、IPR調整を行う。 必要分のアライナーをお渡し。(20枚以内)	計画通り治療が進んでいるか経過を確認。 治療計画に沿って追加IPRを行う。	最終確認後、型どりし、後戻り防止用のマウスピース(リテーナー)を作成、矯正治療完了。 数カ月に1度メンテナンス。
期間	最短でのアポイント	スキャンから2週間～	発注後2週間～	1カ月に1回	型どりから1週間～
費用	口腔内スキャン代 ¥5,500-	クリンチェック代 ¥49,500-	全額 ¥462,000- 片顎 ¥407,000-	調整料 ¥3,300-	リテーナー代 ¥55,000-

- ・歯牙移動範囲は、上下共に10本ずつです。
- ・アライナー数での料金変動はございません。
- ・IPR調整は、ケースによって有無が異なります。
- ・追加アライナーが必要になる場合、治療期間が延びる可能性があります。
- ・金額は全て税込価格です。